

Proposta Comercial

**HOSPI
CENTER**



IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

I.S.COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA

CNPJ: 18.031.325/0001-05 Inscr. estadual: 10.646.631-3

Av. Bernardo Sayão, 785 - Qd. 46, Lt. 06 - Centro, CEP: 76310-000, Rialma, GO - Brasil

E-mail: licitacao@hospicenter.com.br Telefone: +55 (62) 3397-2256

Representante legal: Italo Seixas Costa RG / Orgão: 0989649253 SSP/BA CPF: 013.784.355-08

INFORMAÇÕES DA PROPOSTA

AO Fundo Municipal de Saude de Itapipoca - CE

Pregão Eletrônico Nº 24.11.01/2024

Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para o hospital regional de itapipoca, em conformidade com termo de ajuste nº 002/2023, celebrado entre a secretaria de saúde do estado - sesa e a prefeitura municipal de Itapipoca - CE

PROPOSTAS DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA/MODELO	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL
05	O Aparelho de Pressão Arterial com Pedestal - Premium é um equipamento de alta qualidade e precisão, projetado para medições precisas da pressão arterial em ambientes diversos. Com sua estrutura adaptável e rodízio conveniente, pode ser facilmente utilizado em mesas, paredes ou transportado para diferentes locais. Livre de mercúrio e com um visor claro, oferece uma visualização fácil e rápida dos resultados. Além disso, possui um tubo em espiral de longo alcance e um compartimento traseiro para armazenar a braçadeira, a pera e outros acessórios. Tanto o manguito quanto a pera são livres de látex, garantindo segurança e conforto durante a medição. O Aparelho de pressão Hospitalar Com Rodízios Premium, possui haste em alumínio, é um produto livre de mercúrio, seu visor claro permite fácil visualização, possui tubo em espiral para as braçadeiras e compartimento traseiro para armazenamento da braçadeira e pêra. O esfigmomanômetro hospitalar com rodízios da Premium é um equipamento verificado e aprovado pelo INMETRO, o qual possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em	PREMIUM Modelo: H200	20	R\$ 710,00	R\$ 14.200,00



nylon e fecho em velcro. Esse equipamento pode ser montado na base/suporte com rodas, o que facilita seu transporte, ou pode ser utilizado na mesa ou parede, conforme a necessidade do profissional. Características: Braçadeira tamanho adulto; Montagem em Pedestal de altura ajustável com 05 rodízios; Possui compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação; Escala ampla de fácil leitura; Livre de mercúrio; Verificado, calibrado e aprovado pelo INMETRO; Equipamento registrado na ANVISA nº 80275310022.				
VALOR TOTAL				R\$ 14.200,00

VALOR TOTAL: QUATORZE MIL E DUZENTOS REAIS.

1 - DO FORNECIMENTO;

- O fornecimento terá início a partir da assinatura do contrato/emissão da ordem de fornecimento

2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

De acordo com o especificado no Edital.

3 - PRAZO DE ENTREGA:

Conforme edital dias.

4 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS:

A proposta terá validade de 180 (CENTO E OITENTA) dias, a partir da data de abertura deste processo.

5 - LOCAL E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

De acordo com o especificado no Edital.

6 - DADOS DA CONTA BANCÁRIA:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0458-8

CONTA CORRENTE: 39.795-4

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

DECLARAMOS que os valores da proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional.

DECLARAMOS ainda, que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

DECLARAMOS ainda, a garantia de 12 meses ou o prazo solicitado em edital dos itens cotados a cima.

DECLARO que esta proposta foi elaborada de forma independente.

DECLARAMOS ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências do Edital.

Rialma, 07 de maio de 2024.



I. S. COSTA CENTRAL
TELEMEDICINA
LTDA:18031325000105

Assinado de forma digital por I. S. COSTA CENTRAL
TELEMEDICINA LTDA:18031325000105
Dados: 2024.05.07 15:26:53 -03'00'

I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - EIRELI
CNPJ/MF: 18.031.325/0001-05
PROPRIETARIO
ITALO SEIXAS COSTA
RG: 0989649253 SSP/BA
CPF/MF: 013.784.355-08



INDICAÇÃO DE USO

O Esfigmomanômetro Aneróide é indicado para medição da pressão arterial sanguínea.

APRESENTAÇÃO

Esfigmomanômetro aneróide completo e um manual de instruções.

DESCRIÇÃO



A pressão arterial é registrada em duas medidas: a mais alta chama-se sistólica (medida quando o coração está bombeando); a mais baixa chama-se diastólica (medida quando o coração está relaxado). Alguns fatores podem causar uma elevação na pressão arterial, como por exemplo, ansiedade, nervosismo, etc., porém deve-se monitorar constantemente os níveis de pressão arterial, pois, deste modo é possível diagnosticar o mais cedo uma possível hipertensão arterial, que poderá oferecer sérios riscos à saúde como derrames e ataques cardíacos prematuros.

MODO DE USAR

- 1- A medição da pressão arterial deve ser realizada em um ambiente calmo, o paciente deve estar relaxado e deve ser repetida várias vezes em dias diferentes sob as mesmas condições e no mesmo horário.
- 2- Coloque a braçadeira ao redor da parte superior do braço e certifique-se que fique diretamente em contato com a pele e que as roupas não estejam apertando o braço;
- 3- Feche a Válvula de Deflação girando o parafuso no sentido horário;
- 4- Através do método palpatório, localize o pulso radial, infle a braçadeira até desaparecer as pulsações, e registre esse valor da pressão;
- 5- Coloque o estetoscópio (acessório não incluso) sobre a artéria, na parte interna do cotovelo, infle a braçadeira até 20/30 mmHg acima do valor de pressão determinado na etapa anterior;
- 6- Alivie a pressão, abrindo bem devagar o parafuso da válvula de deflação, acompanhe a pulsação com o estetoscópio;
- 7- O valor da pressão máxima (sistólica) será por onde se conseguiu identificar os batimentos cardíacos com maior intensidade;
- 8- Continue desinflando até não ouvir mais a pulsação e esse ponto de pressão irá corresponder a pressão mínima ou diastólica;
- 9- Continue a aliviar a pressão até desinflar completamente a braçadeira.

NOTA: Para uma ausculta mais sensível, recomenda-se a utilização do estetoscópio Duplo, Duplo Cardiológico ou Rappaport da marca Premium.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Evite choques!
- Não infle acima de 300 mmHg!
- Não exponha a braçadeira a radiação solar intensa.
- Não toque a braçadeira ou suas partes com materiais cortantes.
- Não é recomendado a retirada e substituição do manguito pelo usuário.
- Sempre desinfe completamente a braçadeira antes de guardá-la.
- Não desmontar o manômetro! Guarde o instrumento completo na bolsa fornecida.
- Limpe o manômetro, a pêra e a braçadeira com tecido suave levemente umedecido com água.
- Este Esfigmomanômetro não deve ser utilizado em medições invasivas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Temperatura de Armazenamento: recomendada na faixa de - 20 °C a 70 °C;
- Umidade Relativa do Ar de Armazenagem: máxima recomendada de 85%;
- Intervalo de Medição: 0 - 300 mmHg; Valor de Divisão de escala: 2 mmHg;
- Graduação Mínima e Máxima: 0 mmHg e 300 mmHg, respectivamente;
- Erro de Medição: +/- 3 mmHg

Tamanho de Braçadeiras: O modelo de braçadeira esta especificado na embalagem do produto

MODELO	TAMANHO BRAÇADEIRA (cm)	TAMANHO MANGUITO (cm)	CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO (cm)
Neonatal	17,5 x 5,5	4 x 8	7 – 13
Infantil	22,5 x 7,5	6 x 11	10 – 18
Adulto	52 x 14,5	11x21,5	18 – 35
Grande	62 x 17,5	14 x 31	27 x 45
Extra Grande	78 x 21	17,5 x 36	35 - 51

Observação: Braçadeiras aprovadas na Portaria INMETRO/DIMEL nº 177, de 12 de Maio de 2009.

TERMO DE GARANTIA

O Esfigmomanômetro Aneróide Premium tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva do produto. A garantia somente será válida mediante apresentação da nota fiscal, com data de compra, nome, referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis de desgaste em uso normal (braçadeira, pêra, válvula de deflação e manguito) que possuem garantia de noventa dias, também contados à partir da data de compra.

A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia, não existindo componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto por atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante, após análise técnica.

Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todos os serviços de manutenção oriundos das partes sensíveis ao desgaste de uso normal será cobrado em separado.

De acordo com a Portaria INMETRO nº341/2021 é obrigatória a verificação deste instrumento uma vez por ano por órgão da Rede de Metrologia Legal e Qualidade – INMETRO (RBMLQ-I).

Para saber onde encontrar um posto de assistência técnica autorizado, acesse nosso site: www.accumed.com.br ou entre em contato com nosso SAC: 0800 052 1600

Importador: Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda.
 Endereço: Rodovia Washington Luiz, 4370 - Galpões G, H, J, K e L – Duque de Caxias - RJ CEP: 25055-009 / CNPJ: 06.105.362/0001-23 / Insc. Estadual:77.701.290
 SAC: Tel.: 0800 052 1600
 Site: www.accumed.com.br
 Resp. Técnico : Marcos Eduardo da Silva Jordão CRQ3ªReg.:03212320
 Reg. Anvisa nº: 80275310022
 De acordo com a Portaria INMETRO nº 341 de 09 de agosto de 2021
 Fabricante: Wenzhou Kangju Medical Instruments Co., Ltd.
 81 Liuzhai Luodong South Street Yongzhong 325000 Wenzhou, Zhejiang, China

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ	06.105.362/0001-23
Autorização	[sem dados cadastrados]
Produto	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM

Modelo Produto Médico
BR-20D
H200 MESA/PAREDE
H200 RODIZIO

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Esfigmo BR-20D_Rev14_240622.pdf	0394797230 - 19/04/2023 14:44:37
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Esfigmo H200_rev09_050922.pdf	0394797230 - 19/04/2023 14:44:37

Nome Técnico	Esfigmomanometro
Registro	80275310022
Processo	25351316086200975
Fabricante Legal	WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]